


# BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL

Uso recomendado para el cirujano dentro del quirófano en donde se requiere de una bata resistente. Elaborada en tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquido y fluidos, color anti reflejante, no transparente, antiestático, resistente a la tensión en uso normal, en cuerpo, mangas y cinturones, cuello, puño en cárdigan color blanco.  
4 Cinturones para amarre.



<b>Chico</b>	<b>Clave de Cuadro básico 060.231.0674</b>
Ancho total	128 +/- 5 cm
Alto	111 +/- 5 cm
Largo de la manga	56 +/- 5 cm
<b>Mediano</b>	<b>Clave de Cuadro básico 060.231.0666</b>
Ancho total	130 +/- 5 cm
Alto	113 +/- 5 cm
Largo de la manga	58 +/- 5 cm
<b>Grande</b>	<b>Clave de Cuadro básico 060.231.0641</b>
Ancho total	132 +/- 5 cm
Alto	115 +/- 5 cm
Largo de la manga	60 +/- 5 cm
<b>Extra grande</b>	<b>Clave de Cuadro básico 060.231.0658</b>
Ancho total	134 +/- 5 cm
Alto	117 +/- 5 cm
Largo de la manga	62 +/- 5 cm

# ESTERITAM

Tipo de insumo para la salud Artículo 262 LGS	V. Materiales quirúrgicos y de curación.		
Clasificación de insumo	Clase 1		
Registro sanitario	2842C2017SSA		
Material	Polipropileno		
Gramaje	28-32 g		
Peso del producto	80 g		
Empaque primario	Bolsa papel-plástico para esterilización		
Empaque colectivo	Caja		
Piezas en empaque colectivo	200 pzs.		
Peso empaque colectivo	23.8 kg		
Método de esterilización	Óxido de etileno		
Clave SAT	42131700		
Unidad SAT	H87		
Código interno del producto	CH: ES783 MED: ES812 G: ES813 EG: ES814		
No reutilizar	Proteger de la luz	No usar si la bolsa está rota	No exponer a los rayos del sol



\*Advertencia: El uso entre pacientes puede provocar contaminación cruzada.

Hecho en México por: ESTERITAM S.A. DE C.V.  
R.F.C. EST170714MS9 DOMICILIO: Av. Laureles No. 780, Col. Parque Industrial Belenes Norte, C.P. 45145, Zapopan, Jalisco.  
Tels. (33) 36 24 64 44 y (33) 36 24 64 45 www.esteritam.com

Ghmedic



REV.00