

GEL CONDUCTIVO GALÓN

Gel para ultrasonido de base acuosa.

Ingredientes: Agua, humectante, polímero, conservador y color azul.

Instrucciones de uso: Utilice directamente en el área a tratar, limpie con una toalla desechable al final del procedimiento. No es necesario enjuagar.



Hi-BiOX

Color	Azul		
Viscosidad	40,000 - 45,000 cP		
Presentación	3, 785 L		
Empaque primario	Envase de polietileno		
Peso del producto	3.84 kg		
Piezas en empaque colectivo	6		
Empaque colectivo	Caja de cartón		
Peso empaque colectivo	23.96 kg		
Clave SAT	42201708		
Unidad SAT	H87		
Código interno del producto	H1044		
			
Mantenga fuera del alcance de los niños	Consérvese en un lugar fresco y seco	No usar si el sello está roto	No exponer a los rayos del sol

Hecho en México para: GH Medic SA de CV
Av. Vallarta No. 6262 int. 2, Col. Jocotán CP. 45017 Zapopan, Jalisco, México
Tel: (33) 36243189 www.ghmedic.com.mx

 Ghmedic



REV.00